




# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121  
CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais



## TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

### PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 107/2022 DISPENSA 028/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA/MG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE,

**RATIFICAR E HOMOLOGAR** o **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 107/2022, DISPENSA 028/2022**, cujo objeto é aquisição de dois concentradores de oxigênio Everflo 5LPM com OPI, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento das pacientes Paloma Ferreira Soares, portadora do CPF 154.041.776-08 e Lucia Danielle Pereira Mares, portadora do CPF 141.600.096-89, em caráter de urgência, nos termos do inciso VIII do artigo 75, da Lei 14.133/2021, no valor total estimado de R\$13.000,00(treze mil reais), acolhendo em sua íntegra a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitações e parecer da Assessoria Jurídica, uma vez que, encontra-se comprovado que empresa **ALPHANORTE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, CNPJ 31.117.814/0001-34, por ter apresentado o menor valor para o fornecimento, e por cumprir as exigências do §3º, do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 62 ao 70 da Lei 14.133/2021.


Dessa forma autorizo a formalização de Contrato com a empresa **ALPHANORTE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, CNPJ 31.117.814/0001-34, com vigência pelo período de 12(doze) meses, como abaixo descrito:

ITEM	UNID.	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNIT.	TOTAL	MARCA
1	UND.	2	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO 5LPM COM OPI – IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PHILIPS. O Concentrador de Oxigênio Medicinal Everflo é um concentrador de oxigênio estacionário que produz oxigênio concentrado a partir do ar ambiente com baixo consumo de energia,configurando uma alternativa mais prática e econômica para pessoas que necessitam de terapia com baixo fluxo de oxigênio (até 5 litros por minuto). Seu design é elegante e ergonômico, por isso é mais fácil de movimentar, guardar e transportar do que outros concentradores estacionários. Além disso, foi projetado para proporcionar um funcionamento consistente e sem problemas, com baixa manutenção a ser efetuada pelo paciente. Alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão; Suporte universal para umidificador; Armazenamento interno para o tubo de conexão com o	6.500,00	13.000,00	PHILIPS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

Praça Dona Quita, 90 – Centro – Tel: (38) 3251-7121  
CEP: 39398-000 - Estado de Minas Gerais



		<p>umidificador; Conexão da cânula metálica para maior durabilidade; Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra; ? Painel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme;? A placa de OPI é o Indicador de Porcentagem de Oxigênio, que mede o fluxo de oxigênio de maneira ultrassônica com indicação de pureza, um alarme sonoro irá soar caso a máquina precise de assistência técnica. O QUE É OPI? A Placa OPI (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede a concentração do índice de oxigênio e possui um indicador visual no display do Concentrador. O OPI muda de cor de acordo com a concentração de oxigênio: ? Quando a concentração de O2 é de 93% (± 3%), o OPI acende duas luzes verdes indicando que o funcionamento do equipamento está perfeito; ? Quando a concentração de O2 é entre 70% e 82%, o OPI acende uma luz amarela e apaga uma luz verde, indicando que o aparelho não está no seu funcionamento ideal, embora esteja operável; ? Quando a concentração de O2 está abaixo de 70% o OPI acende uma luz vermelha, e uma luz verde continua acesa, indicando um fluxo de O2 insuficiente, desta maneira o equipamento não apresenta índice terapêutico. Nesta concentração de O2, um alarme sonoro também será acionado. Registro ANVISA: 10216710219 ITENS INCLUSOS: ? Concentrador de Oxigênio Ever Flo; ? Tubo de conexão umidificador/concentrador; ? Filtro (já instalado); ? Manual de instruções em português. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Tipo de concentrador: Estacionário; ? Garantia: 3 anos (fabricante); ? Nível de Ruído: 45 db; ? Fluxo por litro: até 5 litros; ? Pressão de saída: 5,5 psi; ? Concentração de oxigênio : 93% ± 3% de 0,5 a 5 l/min.; ? Modo de fluxo contínuo: até 5 LPM; ? Modo pulso: Não disponível; ? Modo noturno: Não disponível; ? Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadores; ? Consumo de energia: 110V = 360 W   220 V = 290W; ? Medidas (A x L x C): 58 cm x 38 cm x 24 cm; ? Peso: 14 Kg; ? Temperatura de operação: 13 °C a 32 °C; ? Altitude em operação: até 2.286 metros; ? Temperatura de Armazenamento: -34 °C a 71 °C. Obs.: Os pacientes em Oxigenoterapia domiciliar devem ter um cilindro de reserva para ser utilizado em casos de falta de energia elétrica e/ou falha técnica do equipamento. A Gaslive não fornece equipamento de backup e não assume responsabilidade por pessoas que optam por não seguir essa recomendação. IMPORTANTE: Consulte o seu médico antes de usar para garantir a configuração correta para o seu tratamento.</p>		
--	--	---	--	--

Intimem-se o representante legal da empresa **ALPHANORTE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, CNPJ 31.117.814/0001-34, para a formalização do competente termo de contrato.

Olhos D'Água/MG, 28 de novembro de 2022.

Rone Douglas Dias.  
Prefeito Municipal